

Mamogramas mais confortáveis. Pacientes mais satisfeitas.



O sistema de Estabilização Mamária SmartCurve™ oferece uma experiência excepcional à paciente, sem comprometer qualidade de imagem, fluxo de trabalho ou dosagem.



O sistema SmartCurve™ é clinicamente comprovado como capaz de produzir exames de mamografia mais confortáveis sem aumentar a dose.



A superfície de compressão curva se adapta ao formato da mama da mulher.



95% das mulheres consultadas recomendariam instalações que usam o sistema SmartCurve™.



O sistema SmartCurve™ mudará o modo como as mulheres olham para os exames de mamografia.

O medo da dor impede muitas mulheres de tornar os exames de mama regulares.

O SmartCurve se adapta ao formato da mama, garantindo maior conforto e resultados mais precisos, sem distorção ou perda na qualidade de imagem. 40% das pacientes que realizaram os testes com o aparelho alegaram sentir dor ao fazer a mamografia tradicional. Porém, ao serem examinadas com o SmartCurve, 93% não experimentaram a sensação dolorosa ou desconforto.



- ▶ Pás curvas aplicam compressão uniforme sobre a mama inteira.
- ▶ Demonstrou melhorar o conforto em 93% das pacientes que relataram desconforto moderado a grave com pás de compressão padrão.
- ▶ Software de processamento leva em consideração a geometria da pá, portanto não há impacto sobre a qualidade da imagem.
- ▶ Não há mudança na técnica de posicionamento ou no fluxo de trabalho para tecnólogos.
- ▶ Pode ser usada com almofada para Mamas MammoPad® para conforto adicional e maior captura de tecido.

Informações sobre o produto

O sistema SmartCurve™ destina-se a telas de triagem padrão. As pás virão em dois tamanhos para acomodar a maioria das mulheres e dos tamanhos de mamas. Pode não ser apropriado para todos os procedimentos.

Consulte a folha de dados da Plataforma Dimensions para orientações de uso.