

Detector digital de raios X Mars e Venu

Os detectores digitais da Imex Medical possibilitam que esta conversão de raios X convencional analógico em digital, ocorra de forma tranquila e sem a necessidade de adaptações em seu equipamento, de forma que se obtenha o máximo de performance e qualidade com a tecnologia DR.

Tecnologia totalmente digital

- ▶ Melhor custo benefício do mercado;
- ▶ Detectores digitais com ou sem fio;
- ▶ Imagens com melhores resoluções, facilitando o diagnóstico;
- ▶ Detectores com tecnologia de silício amorfo e cintilador de iodeto de céσιο (CSL);
- ▶ Disponíveis nos formatos 35x43cm (14x17pol.) e 43x43cm (17x17pol.) para facilitar a utilização em todos os tipos de exames, o detector se adapta tanto na mesa quanto no bucky mural ou em uso com suporte.

Software veterinário

- ▶ Software veterinário em língua portuguesa;
- ▶ Fácil operação;
- ▶ Pronto para aplicações em clínicas, hospitais e aplicações móveis;
- ▶ Versões disponíveis para PET (incluindo silvestres) e também PET com equino;
- ▶ Ferramentas de medição, ângulos entre outros;
- ▶ Fácil criação de protocolos;
- ▶ Ferramenta de geração de laudos incorporada;
- ▶ Console fixo ou portátil, conforme a sua aplicação;
- ▶ Função Emergência – sem a necessidade de identificação inicial;
- ▶ Integração com worklist, PACS, impressoras DRY, servidores de impressão, impressoras de papel.

